



GC France

Offres Cabinet

Mai - Août 2015

GC France

PA des Petits Carreaux - 9 bis avenue du bouton d'or

94384 Bonneuil sur Marne

Tél. 01 49 80 37 91

info@france.gceurope.com

www.france.gceurope.com



Chers clients,

Le salon mondial de l'Industrie Dentaire « IDS » s'est tenu à Cologne du 10 au 14 mars 2015 où 2.201 entreprises de 56 pays ont présenté de nombreuses innovations. Environ 138 500 visiteurs professionnels venus de 151 pays ont parcouru l'espace d'exposition de 157 000 m². C'est ainsi que l'on peut mesurer l'importance de notre profession qui évolue sans cesse pour apporter les meilleures réponses possibles aux enjeux d'une dentisterie de plus en plus pointue et efficace, avec notamment des techniques au service de la clinique.

GC était bien sûr présent à l'IDS 2015 pour présenter des solutions innovantes mises au point avec des praticiens, répondant ainsi à un cahier des charges hautement qualitatif tant sur le plan fonctionnel qu'utilitaire. Cette nouvelle édition de nos « offres cabinet » vous présente donc de nouveaux produits qui faciliteront votre pratique et contribueront à améliorer la qualité des soins.

En l'occurrence, nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée d'EQUIA Forte pour des restaurations en bloc de classe I & II, d'une nouvelle lampe à photopolymériser sans fil, extra fine et légère, d'une nouvelle version FujiCEM 2 « Slide & Lock » et du MI Varnish pour traiter vraiment les sensibilités dentaires.

Par ailleurs de nouvelles solutions esthétiques pour restaurations prothétiques sont proposées comme Initial LiSi (Disilicate de Lithium), Lustre Paste NF Gum Shades et Optiglaze Color. Enfin et pour participer à l'évolution de la dentisterie digitale, GC a montré en avant-première un scanner Intra Oral appelé Aadva IOS doté d'une caméra de très petite taille et d'un logiciel rapide ne nécessitant pas l'utilisation de poudre.

Espérant répondre à vos attentes, je tiens à vous remercier de votre confiance et vous redire que nous sommes à votre écoute. Vous pouvez contacter les membres de notre équipe qui figurent en dernière page de cette brochure, ils se feront un plaisir de vous rendre visite ou de vous répondre.

Croyez en l'expression de notre sincère considération,

Nicolas Brillaud - Président GC France SAS

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| les Ciments Verres Ionomères de restauration | p 4 à 5 |
| le MI : "Minimum Intervention" | p 6 à 7 |
| les Ciments Verres Ionomères de scellement | p 8 à 9 |
| la G-aenial Family | p 10 à 13 |
| la CFAO | p 14 à 16 |
| divers | p 17 à 20 |

EQUIA Forte

le concept éprouvé
EQUIA élevé
au niveau supérieur...

deux nouveaux matériaux
innovants agissant en
synergie pour réaliser
une obturation définitive
pour les restaurations
de classe I & II

à découvrir page suivante



D-Light Duo

la nouvelle lampe à photo-
polymériser LED à longueur
d'ondes étendue

sans fil,
petite
et légère



retrouvez-la page 13



Fuji CEM 2 Slide & Lock

un nouveau design pour
une mise en place et un
retrait des embouts plus
faciles



retrouvez-le page 8

MI Varnish

l'émail fluide qui traite
les sensibilités
dentaires d'un seul
coup de pinceau.



Pour une protection
renforcée de l'émail
à long terme



retrouvez-le page 7

EQUIA FORTE

élève le concept EQUIA
au **niveau supérieur**
et se présente comme une
alternative viable à long terme



Une adhésion naturelle universelle
à la structure de la dent
indépendamment de l'âge du patient

Nouvelle technologie de verre ionomère haute densité pour des restaurations à long terme



Une nouvelle technologie de verre haute densité...
des charges de tailles différentes pour améliorer et accélérer
la formation de la matrice après le mélange et offrir une plus grande
résistance à la fracture, à l'usure et une libération de fluor élevée.

Une synergie parfaite avec **Equia Forte Coat** ...
une fine couche fluide de vernis «chargé» qui vous permet
de supprimer l'étape de polissage en améliorant dans le
même temps la translucidité et l'esthétique.

Matériau biomimétique,
substitut tissulaire sans risque pour la pulpe même pour
les cavités carieuses profondes, création d'une zone
d'interdiffusion (échange ionique)



Adhésion chimique :
pas de bonding



Facile d'utilisation :
condensable, non
collant, placement
en un bloc



Rapide : 3'30 sec...
du début du mélange
jusqu'à la finition



Forte libération de fluor,
capacité à se recharger
avec un brossage fluoré



Résistance
à l'abrasion

Indications : Classe I, II, V, mylolyse, pédodontie, gériatrie

Equia Forte, Intro Pack à 106 €^{ttc}

20 caps d'Equia Forte Fil + 20 doses Equia Forte Coat
A2, code 900936 - A3, code 900938- B2, code 900940

Equia Forte, Promo Pack à 359 €^{ttc}

100 caps d'Equia Forte Fil + 1 flacon Equia Forte Coat 4ml
A2, code 900447- A2/A3, code 900449
A3, code 900450 - A3/B2, code 900951


Equia Forte, recharge à 189 €^{ttc}

la boîte de 50 caps (A1, A2, A3, A3.5, B1 B2, B3)


Equia Forte Coat, recharges

le flacon de 4ml à 89 €^{ttc}
code 900961

les unidoses (50 x 0,1ml) à 119 €^{ttc}
code 900959



Dr Raimond Van Duinen, Pays Bas



Dr Elizabeth Dursun, France



Tri Plaque ID Gel

Un gel révélateur unique pour identifier en 3 couleurs la plaque récente, la plaque mature et la production acide du biofilm.



Les zones bleues révèlent la plaque à haut risque carieux

la plaque mature apparaît en bleu violet

Plaque récente en rose/rouge.



Rapide et économique !



Le tube à **50,40 €^{ttc}**

code 004273 - tube de 40g (environ 130 applications)

Saliva Check Buffer

Test salivaire permettant d'évaluer la qualité de la salive stimulée et non stimulée



Le Kit à **97 €^{ttc}**

code 720000 - pack de 20 tests

Fuji Triage... protège, obture et reminéralise

La solution verre ionomère pour les dents qui en ont besoin



Dr Michel Blique, France



Dr G. Miličich



Dr H. Nige

50 + 10



La boîte 50 + 10 à **139 €^{ttc}**

teinte : Rose, code 900490
Blanche, code 900491

Indications :

Scellement de sillons,
molaires partiellement recouvertes de tissus,
obturations des fissures profondes,
coiffage pulpaire indirect,
érosion cervicale...

Le traitement des hypersensibilités ?

MI Varnish, le vernis fluoré associé au CPP/ACP qui renforce et protège l'émail d'un simple coup de pinceau
Le tout dernier produit du concept d'Intervention Minimale.


22 600 ppm de fluor
avec la molécule



Comment ça marche ?

Les vernis agissent comme des réservoirs fluorés en bouche mais pour être efficace ils doivent être associés à des ions calcium et phosphate bio disponibles pour créer de la fluoroapatite et reminéraliser la dent.

Une quantité de calcium limitée, limite de la même façon l'effet du vernis fluoré ainsi, plus il y a de calcium en bouche :
meilleure sera l'assimilation du fluor par les tissus dentaires
meilleur sera le potentiel de reminéralisation de la salive



MI Varnish, est le **SEUL** vernis fluoré dont l'effet du fluor est boosté par les ions calcium et phosphate présents dans le Recaldent !



Le Pack Clinic de 100 unidoses à 269 €^{ttc}

0.50 ml par unidoses, et 100 pinceaux - code 900730 Fraise
code 900731 Menthe

La recharge de 35 unidoses à 119 €^{ttc}

0.50 ml par unidoses, et 50 pinceaux - code 900729 Menthe
code 900728 Fraise



Un simple coup de pinceau...



HBLD045 : Application dentaire d'un vernis de reminéralisation sur une arcade

& Tooth Mousse

Crème dentaire topique à base aqueuse sans sucre contenant du Recaldent™ CCP-ACP

Traitement complémentaire
- à domicile - du MI Varnish
pour renforcer les effets préventifs

les 10 tubes à 165 €^{ttc}

parfum unique : Fraise, Melon, Menthe, Tutti Frutti, Vanille

Offre 5 +1 tube à 89 €^{ttc}

parfums assortis - code 890149






HBLD009 : Application d'un topique pour hypersensibilité dentinaire

FujiCEM 2 Slide & Lock, la facilité

Le ciment verre ionomère de scellement modifié par adjonction de résine renforcé par la technologie innovante Force & Fusion qui agit comme un absorbeur de choc

Nouveaux embouts de mélange :

- FujiCEM 2 Mixing Tip regular SL
 - FujiCEM 2 Mixing Tip SL type Endo
- se caractérise par une élévation fine et inclinée pour un accès plus facile dans le canal ou la mandibule



Fort d'une décennie entière d'amélioration continue et d'une solide réputation née de ses 150 millions de couronnes collées à travers le monde, FujiCEM 2 est bien la garantie d'un traitement réussi.

Avec le **nouveau système Slide & Lock**, GC conserve la recette éprouvée du **FujiCEM 2** mais la combine avec un design amélioré de la cartouche et des embouts de mélange pour une mise en place & un retrait plus faciles.

NEW

C
V
I
de
S
C
E
L
L
E
M
E
N
T



Des propriétés physiques élevées & une manipulation confortable

Offre 2+1
soit **17,33 €^{ttc}** la boîte



FujiCEM 2 Mixing Tip SL, embout coudé

La boîte x10 à **26 €^{ttc}**
code 900903

Offre 2+1
soit **36,66 €^{ttc}** la boîte



FujiCEM 2 Mixing Tip SL, embout droit

La boîte x20 à **49 €^{ttc}**
code 900902

FujiCEM 2 Mixing Tip, embout classique

Le bulk Pack x100 à **169 €^{ttc}**

La boîte de 100 embouts Automix - code 900915
Toujours disponible pour FujiCEM classique et FujiCEM 2

Choisissez vos modes de distribution préférés :
pince métal ou plastique
mode Automix (embout) ou Manuel

Choisissez votre embout de mélange préféré :
droit ou coudé

Les cartouches et embouts de mélange du système Slide & Lock (SL)
ne peuvent s'utiliser qu'ensemble.



Etape 1: Glisser (Slide)
l'embout de mélange
sur la cartouche



Etape 2: Poussez la cartouche
vers l'avant pour verrouiller
(Lock) l'embout de mélange



le Starter Kit S&L à **159 €^{ttc}**

1 cartouche, 15 embouts droits, 5 embouts coudés,
le distributeur plastique - code 900900



La recharge S&L à **236 €^{ttc}**

2 cartouches (13,3g/7,2ml par cartouche)
+ 1 bloc de mélange - code 900897



L'éco Pack à **359 €^{ttc}**

4 cartouches + 2 blocs à spatuler
code 900913



Le Bulk Pack à **679 €^{ttc}**

8 cartouches + 4 blocs à spatuler
code 900914

G-ænial, les offres "découverte"



Dr N. Lehmann, France

l'art de créer l'invisibilité

Sans Bisphénol A, sans Bis-GMA

Photomimétisme bluffant

Stabilité sous scyalitique

Consistance adaptée :
deux viscosités différentes
souple ou plus ferme,
ne colle pas aux instruments



Dr J. Tapia Guadix, Espagne

209 €^{ttc}



La malette G-ænial Seringues - code 900669

3 seringues G-ænial (A2, A3, P-A3) - valeur 198 € (66 € l'unité)

+ 1 kit G-ænial Bond 5ml - valeur 105 €

+ 1 seringue de gel de mordantage - valeur 11 €

à ~~314~~ 209 €^{ttc} soit l'adhésif OFFERT

La malette G-ænial Unitips - code 900670

3 boîtes d'unitips G-ænial (A2, A3, P-A3) - valeur 279 € (93 € l'unité)

+ 1 kit G-ænial Bond 5ml - valeur 105 €

+ 1 seringue de gel de mordantage - valeur 11 €

à ~~395~~ 269 €^{ttc} soit l'adhésif + le mordantage OFFERTS

269 €^{ttc}





et les embouts :



en plastique (x30), code 004634 = 25 €^{ttc}
aiguille métal (x30), code 004635 = 49 €^{ttc}





Application gratuite à télécharger :

guides de montage des restaurations GC pour iPad, iPhone, PC ou Mac

Une représentation en 3D et des informations interactives pour utiliser au mieux Equia, les composites et agents de collage GC.

Pour Mac <http://www.gceurope.com/download/gcapps/GCRestorative.dmg>

Lien Itunes pour ipad et iphone:

<http://itunes.apple.com/fr/app/gc-restorative-dentistry-guides/id424476132?mt=8>



Teintes ANTERIOR (2,7ml/4,7g)
Teintes POSTERIOR (2,7ml/5,5g)

la seringue G-ænia à 66 €^{ttc}

la seringue G-ænia Flo X (2 ml/3,6g) = 69 €^{ttc}
A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV

la seringue G-ænia Universal Flo (2 ml/3,4g) = 69 €^{ttc}
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE

la boîte d'unitips
G-ænia à 93 €^{ttc}
6,6g en Posterior/5,4g en Anterior

ANTERIOR (0,16ml/0,28g)
POSTERIOR (0,16 ml/0,33g)



Flat Brush (x10) à 45 €^{ttc}

code 001534 - pinceaux plats



Brush Holder à 8,90 €^{ttc}

code 001535 - 2 manches de pinceau

les pinceaux

le polissage

Pâte de polissage diamantée en seringue pour améliorer les résultats esthétiques de toutes vos restaurations composite et céramique.



Diapolisher Paste à 44 €^{ttc}

code 004415 - la seringue de 2g

Ce matériau finement diamanté s'applique sur un disque de feutre ou en peau de chamois pour le lustrage final de la restauration.



Gradia DiaPolisher à 85€^{ttc}

Code 001516 - Le pot de 8g

Nouveau : G-ænial Flo X... plus radioopaque que le G-ænial Flo

l'art de créer les bases d'une esthétique parfaite

G-ænial Bond... l'art de créer

des liaisons permanentes

d'une adhésion automordançante fiable et rapide à une force de liaison augmentée avec le mordantage sélectif de l'émail



Bonding



Application du G-ænial Flo X comme liner



Montage des parois avec un composite



Résultat final

Dr Margolin, Suisse



Une viscosité optimale

Une radioopacité élevée même à faible épaisseur
(303% à 1mm d'épaisseur, 284% à 0.5mm)

Une nouvelle seringue pour une application plus simple
Le juste compromis entre résistance et fluidité



seringue de 2 ml/3,6g - teinte : A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV

Offre 2+1
soit **46 €^{ttc}** la seringue



Appliquez une couche de G-ænial Bond et laissez agir 10 sec.



Séchez minutieusement pendant 5" avec une pression d'air maximum.



Photopolymérisez 20 secondes

Automordançage avec mordantage sélectif de l'émail



Rincez minutieusement pendant 5"



Séchez minutieusement pendant 5" et appliquez ensuite le G-ænial

1 matériau - 2 choix pour une adhésion parfaite

Pas de sensibilités post-opératoires

Economique : 300 applications par flacon

Sans Bis-GMA, sans HEMA : stabilité à long terme



le flacon de 5 ml
code 004220

La recharge
105 €^{ttc}



le Tripack
code 900614

Offre 3+1
299 €^{ttc}

+



code 004220
OFFERT

G-ænial, les offres combinées D-Light Duo à

1159 €^{ttc}

NEW

la D-Light Duo
est une lampe LED
sans fil, petite et légère.

2 types de LED avec différents pics de longueurs
d'ondes pour photopolymériser efficacement et
rapidement tous types de matériaux dont
les longueurs d'ondes se situent
entre 400 et 480 nm

3 photo-initiateurs : camphorquinone, Lucérine TPO, PPD
Intensité lumineuse : 1200-1350mW/cm²
Capacité : 97 cycles de 10 s avec seulement 75mn de temps de recharge
Très légère (70g) et de petite taille (210mm) avec l'embout !
Acier inoxydable
Embout lumineux noir, autoclavable
Ecran protecteur souple et translucide
3 ans de garantie sur l'appareil, 12 mois sur la batterie
Fabriquée en Suisse

D-Light Duo, code 890372
1 pièce à main, 1 embout lumineux 8mm,
1 chargeur, 1 batterie,
3 écrans de protection oculaire
1 adaptateur UK et 1 EU



la Lampe D-Light Duo +

OFFRE A 16 seringues* de G-ænial, teinte au choix

ou

OFFRE B 11 boîtes d'unitip* x20 G-ænial, teinte au choix

ou

OFFRE C 12 seringues* de G-ænial, teinte au choix
+ 2 flacons de G-ænial Bond - code 004220

ou

OFFRE D 8 boîtes d'unitips* x20 G-ænial, teinte au choix
+ 2 flacons de G-ænial Bond - code 004220



* Seringues :
Teintes ANTERIOR (2,7ml/4,7g)
Standard : BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, XBW
Inside special : AO2, AO3, AO4
Outside special : JE, AE, SE, IE, TE, CVE

Teintes POSTERIOR (2,7ml/5,5g)
Standard : P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Outside special : P-JE, P-IE

Unitips recharges :
ANTERIOR (0,16ml/0,28g)
POSTERIOR (0,16 ml/0,33g)
20 unitips de : A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE,
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

Cerasmart... un bloc céramique hybride absorbeur de choc qui élargit votre horizon CFAO

NEW

Le meilleur de la technologie hybride :
Mélange de résistance et flexibilité - Union entre précision et durabilité - Connexion entre esthétisme et CAD/CAM.
Une caractérisation simplifiée en quelques minutes avec Optiglaze Color... ni glaçage, ni cuisson

Indications :

inlays/onlays, couronnes sur implants, endocouronnes



Teintes : Translucidité élevée (HT) : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT



Faible translucidité (LT) : A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT



Une teinte Bleach (BL)



Dr Emmanuel d'Incau, France

Offre 5+1
soit le bloc à partir
de **21,50 €^{ttc}**



L'Advanced Kit à ~~539~~ **499 €^{ttc}**

Contenu : CERASMART 14 CEREC 3 blocs A2 HT, 2 blocs A3 HT, 3 blocs A2 LT, 2 blocs A3 LT, 1 Optiglaze Color A Plus (2.6mL), 1 Optiglaze Color White (2.6mL), 1 Optiglaze Color Red Brown (2.6mL), 1 Optiglaze Color Clear (5mL), 1 Optiglaze Color Clear HV (5mL), 1 Ceramic Primer II (3mL), 20 plateaux jetables, 25 applicateurs verts jetables, 5 pinces ronds Gradia 5 pinces plats Gradia, 1 support de pinceau Gradia Brush
Code 900908

La barrette de 5 blocs

taille 12 à **129 €^{ttc}**
plus adaptée aux inlays, onlays, overlays

taille 14 à **139 €^{ttc}**
plus adaptée aux couronnes individuelles

taille 14L à **149 €^{ttc}**
plus adaptée aux larges restaurations



ATTENTION : disponibles uniquement chez les revendeurs SIRONA exclusifs
disponibles en mandrins universels

Optiglaze Color... la solution simple pour caractériser vos créations esthétiques quotidiennes

Vernis de caractérisation nano chargés liquides photopolymérisables pour restaurations composite et acrylique



Prêts à l'emploi - La photopolymérisation supprime l'étape de polissage
Des résultats durables - Une large variété de couleurs - Brillance à long terme

Le coffret complet à ~~729~~ **649 €^{ttc}**
code 008408

Le coffret "simplifié" à **289 €^{ttc}**
5 flacons : clear, Clear HV, A+, White, Red Brown + accessoires
code 900916

Le flacon en réassort à **59 €^{ttc}**

Indications :
maquillage bloc céramique hybride,
résines acryliques (Unifast III) et résines composites



Pré-traitez.
Appliquer Ceramic Primer II et séchez



Bien secouer les flacons.
Appliquez simplement avec un pinceau



Résultat final après 40 sec. de
photopolymérisation avec une lampe
de 400-430nm de longueurs d'onde

Dr Browet, Belgique



Photo J. Tapia, Espagne



Initial IQ Lustre Paste NF...



Maquillants céramique universels adaptés à tout type de blocs usinés par système CFAO
- type Cerec* « Sirona* » ou autres


Compatible avec des blocs feldspathiques Ivoclar*, Vita*, 3M*... et Blue Bloc*
Facile et rapide à utiliser, prêt à l'emploi - Effet 3D garanti (profondeur)
Possibilité de renforcer légèrement les points de contacts

* ne sont pas des marques GC

Le coffret à ~~738~~ **599 €^{ttc}** + 1 boîte (2 seringues) **G-CEM LinkAce Offerte***

code 877078 En pots de 4g : 1 Neutral, 1 Value : L-N, L-V ;
4 Body Shades : L-A; L-B; L-C; L-D;
8 Enamel effect shades : L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8;
2 Liquides (Diluting, et Refresh);
1 palette de mélange, 2 pinceaux, un mode d'emploi illustré.

* gratuité envoyée directement par GC France



Avant

Après

Photos de e.c

C
A
D
C
A
M

G-CEM linkAce, la solution CFAO...

composite de collage dual auto-adhésif en une étape, sans traitement préalable !


Véritable prise auto - Résistance à l'abrasion inégalée -

Adhésion très importante sur zircone et disilicate de lithium


Epaisseur de film très faible : 3 µm pour un ajustage de tous types de prothèses



Dents préparées



Mordançage de la céramique
Rinçage et séchage



Application du Ceramic Primer
- silanisation - sur intrados
(sauf sur la zircone)



Application du ciment direct-
ement dans la couronne



Mise en place de la couronne



Photopolymérisez 1 sec. seulement



Retirez les excès de ciment



Photopolymérisez 20 sec. par
face. Résultat final.

Dr J. Tapié, Espagne



La valisette promo à ~~318~~ **209 €^{ttc}**

3 seringues A2 + 1 seringue translucide, 30 Mixing tips
+ 10 embouts endo - code 900734

ou

4 seringues A2, 30 Mixing tips + 10 embouts endo - code 900732

La boîte à **159 €^{ttc}**

2 seringues de 4,6g (2,7ml) + 15 embouts
Automix Regular + 5 embouts d'extension endo

Teinte A2, code 004857
Teinte AO3, code 004859
Translucide, code 004858
Teinte BO1, code 004860



NEW

Ceramic Primer II, un nouveau silane universel en 1 flacon

Idéal pour silanisation de tous supports avant collage ou réparation, tenons fibrés et maquillage de blocs hybrides

Flacon unique, pas besoin de mélange - Economique : une goutte suffit - Une force d'adhésion élevée et durable -
Grande stabilité dans le temps - Se conserve à température ambiante



Le flacon à **97 €^{ttc}** code 008551

Les unidoses (x10) à **49 €^{ttc}** code 008620

Indications :

Céramique à base de feldspath,
céramique renforcée à base de leucite,
céramique renforcée à base de
disilicate de lithium, zircone & alumine,
céramique hybride (ex : Cerasmart)



Appliquez une fine couche sur la
surface à coller de la prothèse
à l'aide d'un micro brush.



Pas de temps d'attente.



Séchez avec une seringue à air



Procédez au collage



Réfrigération
non nécessaire

Fuji TEMP LT, le bon équilibre entre rétention et réversibilité

le premier verre ionomère de scellement provisoire à long terme en pâte pâte

Il fournit une rétention stable tout en assurant un retrait aisé de la restauration prothétique. Outre les propriétés physiques et de manipulation optimisées, Fuji TEMP LT bénéficie de la sécurité apportée par le verre ionomère.

Des solutions adaptées à tous vos besoins...

Le scellement temporaire à long terme des couronnes, et bridges céramique, acrylique, résine et à base de métal, y compris les bridges longue-portée.

Spécialement conçu pour apporter une rétention suffisante et réversible aux couronnes et bridges sur piliers implantaires.

Le scellement complexe de réhabilitation orale.



La recharge à **139 €^{ttc}**

Code 004253 - 2 cartouches de 13,3g (7,2ml) + bloc de mélange

L'Intropack à **174,5 €^{ttc}**

Code 900615 - 2 cart. de 13,3g (7,2ml) + distributeur de pâte


Unifast III, résine acrylique chémozpolymérisable pour des provisoires à long terme



Technologie SURF pour une répartition uniforme des particules et des pigments garantissant des restaurations sans bulle et à la teinte uniforme.

le coffret à **97 €^{ttc}**

Le coffret Intro : 2 poudres 35g A2-A3, liquide 42ml + accessoires
code 002650



Pince GC Pliers

Essai et retrait des prothèses provisoires et/ou définitives

Design ergonomique, préhension grâce aux grips en caoutchouc interchangeables, la poudre d'éméri optimise la préhension sans abimer l'élément prothétique.



la pince à **279 €^{ttc}**

Code 800111 - pince + 50 grips et 4g de poudre d'éméri

Bulletins «GC get connected»

Les bulletins "GC get connected" vous donnent un aperçu des innovations et des dernières tendances du monde dentaire.

Les deux premiers sont disponibles en français. Les deux suivants le sont en anglais.

N'hésitez pas à les télécharger ou à vous abonner sur notre site www.gceurope.com en page d'accueil pour recevoir automatiquement cette newsletter ou demandez à votre représentant régional de vous les faire parvenir.



GC get connected 1

Les progrès de la technologie des matériaux composites
Choisir le matériau qui vous conviendra le mieux (Dr Philipp Kober, Autriche)
Adopter les avancées scientifiques (Dr Javier Tapia Guadix, Espagne)
Les fibres qui changent la dentisterie (Pr. Pekka K. Vallittu DDS, PhD, Finlande)
Conseils techniques pour GC G-ænial

Dentisterie à intervention minimale
Soins centrés sur la prévention (Pr. Sophie Doméjean, France)
Le potentiel de la dentisterie MI (Pr. Avijit Banerjee, Royaume-Uni)
La simplicité est préférable (Dr Matteo Basso, Italie)
Conseils techniques pour le GC EQUIA

www.gceurope.com/news/newsletter/GC1_fr.pdf



GC get connected 2

Fibres (il)limitées (Dr Filip Keulemans)
Conseils et stratégies pour la restauration de cavités de grande taille au moyen d'un matériau renforcé de fibres (Dr Stéphane Browet et Dr J. Tapia Guadix)
Efficacité clinique des adhésifs auto-mordancants en une étape par rapport aux systèmes requérant un mordantage et un rincage préalables (Pr. Jan van Dijken)
L'efficacité des ciments de scellement : conseils sur les matériaux et les techniques (Dr Frédéric Raux)
INITIAL a 10 ans : la naissance et l'évolution d'une classe résolument innovante (Michael Brusch, maître-prothésiste dentaire)
Étape par étape : utilisation d'everX Posterior

www.gceurope.com/news/newsletter/GC2_fr.pdf

Dates importantes à retenir. Retrouvez-nous...

Les Journées Dentaires de Nice du 6 au 8 Mai 2015

Les rencontres CEREC TOUCH, Palais du grand large - Saint Malo, les 2 et 3 juillet 2015

5^{èmes} Rencontres Internationales Aria CAD-CAM du 1^{er} au 3 Octobre 2015 à Lyon

ADF à Paris, du 24 au 28 Novembre 2015

| | | | |
|---------------|---|---------|---------------------------------|
| EQUIA Forte | Equia Forte, Intro Pack A2, A3 ou B2 | 5 | 106 € ^{ttc} |
| | Equia Forte, Promo Pack A2, A2/A3, A3, A3/B2 | 5 | 359 € ^{ttc} |
| | Equia Forte capsules, recharges | 5 | 189 € ^{ttc} |
| | Equia Forte Coat, flacon | 5 | 89 € ^{ttc} |
| | Equia Forte Coat, unidoses x50 | 5 | 119 € ^{ttc} |
| M | 720000 Saliva Check Buffer, pack de 20 | 6 | 97 € ^{ttc} |
| | 004273 Tri Plaque Gel | 6 | 50,40 € ^{ttc} |
| | 900491 Fuji Triage White, 50 + 10 capsules | 6 | 139 € ^{ttc} |
| | 900490 Fuji Triage Rose, 50 + 10 capsules | 6 | 139 € ^{ttc} |
| | 890149 Tooth Mousse, 5 tubes + 1 offert | 7 | 89 € ^{ttc} |
| | Tooth Mousse, les 10 tubes | 7 | 165 € ^{ttc} |
| | MI Varnish, 35 unidoses | 7 | 119 € ^{ttc} |
| FUJICEM 2 S&L | MI Varnish, 100 unidoses | 7 | 269 € ^{ttc} |
| | 900900 FujiCEM 2 S&L Starter Kit, dist. plastique | 9 | 159 € ^{ttc} |
| | 900901 FujiCEM 2 S&L Starter Kit, dist. métal | 9 | 226 € ^{ttc} |
| | 900897 FujiCEM 2 S&L, recharge | 9 | 236 € ^{ttc} |
| | 900898 FujiCEM 2 S&L, recharge Automix | 9 | 319 € ^{ttc} |
| | 900913 FujiCEM 2, l'Eco Pack | 9 | 359 € ^{ttc} |
| | 900914 FujiCEM 2, le Bulk pack | 9 | 679 € ^{ttc} |
| | 900903 Embout Automix SL x20 | 9 | 49 € ^{ttc} - offre 2+1 |
| | 900902 Embout Automix SL embouts coudés x10 | 9 | 26 € ^{ttc} - offre 2+1 |
| | 900915 Embout Automix x100 | 9 | 169 € ^{ttc} |
| COMPOSITE | 900669 G-ænial, valisette seringues | 10 | 209 € ^{ttc} |
| | 900670 G-ænial, valisette unitips | 10 | 269 € ^{ttc} |
| | 004634 Embout en plastique x30 | 10 | 25 € ^{ttc} |
| | 004635 Embout aiguille métal x30 | 10 | 49 € ^{ttc} |
| | La seringue G-ænial | 11 | 66 € ^{ttc} |
| | La boîte d'unitip G-ænial x20 | 11 | 93 € ^{ttc} |
| | La seringue G-ænial Flo | 11 | 69 € ^{ttc} |
| | La seringue G-ænial Flo X | 11 & 12 | 69 € ^{ttc} & offre 2+1 |
| | 001534 Pinceaux plats x10 | 11 | 45 € ^{ttc} |
| | 001535 Manches de pinceau x2 | 11 | 8,90 € ^{ttc} |
| | 004415 DiaPolisher Paste | 11 | 44 € ^{ttc} |
| | 001516 Gradia DiaPolisher Paste | 11 | 85 € ^{ttc} |
| | 004220 G-ænial Bond, la recharge | 12 | 105 € ^{ttc} |
| | 900614 G-ænial Bond, 3+1 | 12 | 299 € ^{ttc} |
| | Offres G-ænial + D-Light Duo | 13 | 1159 € ^{ttc} |
| CERAMIC | 900908 Cerasmart*, Advanced kit | 14 | 499 € ^{ttc} |
| | Cerasmart*, barrette de 5 blocs | 14 | offre 5+1 |
| | 008408 Optiglaze Color, coffret complet | 15 | 649 € ^{ttc} |
| | 900916 Optiglaze Color, petit coffret | 15 | 289 € ^{ttc} |
| | Optiglaze Color, le flacon réassort | 15 | 59 € ^{ttc} |
| | 877078 Initial IQ Lustre Paste NF + la boîte de G-Cem LinkAce OFFERTE | 15 | 599 € ^{ttc} |
| | G-Cem LinkAce, la boîte de 2 seringues | 16 | 159 € ^{ttc} |
| | G-Cem LinkAce, la valisette promo, 4 seringues | 16 | 209 € ^{ttc} |
| | 008551 Ceramic Primer II, le flacon | 16 | 97 € ^{ttc} |
| | 008620 Ceramic Primer II, unidoses x10 | 16 | 49 € ^{ttc} |
| FUJI TEMP | 004253 Fuji TEMP LT, recharge | 17 | 139 € ^{ttc} |
| | 900615 Fuji TEMP LT, intropack | 17 | 174,5 € ^{ttc} |
| | 800111 Pince GC Plier | 17 | 279 € ^{ttc} |
| | 002650 Le coffret Unifast III | 17 | 97 € ^{ttc} |

* disponibles uniquement chez les revendeurs SIRONA exclusifs

EQUIA Forte, indications : restauration permanente pour toutes les cavités de classe I et II, restaurations cervicales et faux moignons. Classe IIa.

Fuji CEM 2 S&L, indications : pour le scellement des C&B métalliques, céramo-métal, tout céramique haute résistance, composite, les inlays, onlays composites, inlays tout céramique et les tenons fibrés céramiques et métalliques. Classe IIa

G-ænial Family, indications :

G-ænial Universal Flo : composite fluide pour les classes I, II, III, IV, et V, barre de contention et intervention a minima

G-ænial Flo : composite fluide radioopaque pour liner, bloquer les contre-dépouilles, préparation tunnel ou restauration des petits défauts

G-ænial A & P : composites de restauration Antérieur et Postérieur pour toutes classes

G-ænial Bond : adhésif monocomposant

Classe IIa

Diapolisher Paste, indications : pâte de polissage pour composite et céramique. Classe 1

Cerasmart, indications : céramique hybride pour CFAO. Classe IIa

Optiglaze, indications : vernis de caractérisation pour restauration composite et acrylique. Classe IIa

Initial IQ LP NF : colorants céramique. Classe IIa

Ceramic Primer II, indications : silane universel à utiliser sur céramique à base de feldspath, céramique renforcée à base de leucite, céramique renforcée à base de disilicate de lithium, zircone & alumine, céramique hybride. Classe IIa

G-CEM Link Ace, indications : collage de couronnes et bridges, inlays à base de métal, composite, tout céramique, disilicate de lithium, zircone, tenon fibré, tenon coulé en céramique et en métal. Classe IIa

Tooth Mousse, indications : crème dentaire topique sans sucre à base aqueuse. Classe I

Tri Plaque Gel, indications : évaluation du risque carieux. Classification : outil pédagogique

Saliva Check Buffer, indications : évaluation de la qualité de la salive. Classification : outil pédagogique

Fuji Triage, indications : matériau verre ionomère radioopaque de protection de surface. Classe IIa

MI Varnish, indications : vernis de protection de l'émail. Classe IIa

Fuji Temp LT, indications : ciment verre ionomère de scellement provisoire en pâte/pâte. Classe IIa

GC Applier : pince de retrait de prothèses. Classe 1

Unifast III, indications : résine acrylique chémozopolymérisable pour des provisoires à long terme. Classe IIa

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.
Organisme certificateur : n°0086 - Distribués par GC France

Ignace Obli
06 13 08 02 60
i.obli@france.gceurope.com



Alexandre Carlier
06 80 93 54 70
a.carlier@france.gceurope.com



Virginie Dubuis
06 09 58 00 22
v.dubuis@france.gceurope.com




Mickaël Listo-Angelier
06 26 87 11 80
m.listo-angelier@france.gceurope.com

Chef des ventes France
Jean-François Procquez
06 13 11 45 84
jf.procquez@france.gceurope.com



Antoine Harel
06 26 99 19 57
a.harel@france.gceurope.com



Candice Cothenet
Chargée de formation Europe
06 12 45 96 16
c.cothenet@france.gceurope.com

Responsable
Grands Comptes
Nicolas Pichavant
06 88 82 14 86
n.pichavant@france.gceurope.com



Laurent Blanc
06 46 79 47 38
l.blanc@france.gceurope.com



Déborah Monin
06 85 30 37 06
d.monin@france.gceurope.com



Gabriel Bourdeaud'hui
06 34 17 37 79
g.bourdeaudhui@france.gceurope.com



Responsable relation
professionnelle et scientifique
Ludovic Moreau
06 85 30 37 04
l.moreau@france.gceurope.com



GC France

PA des petits carreaux - 9 bis avenue du bouton d'or -
94384 Bonneuil sur Marne
Tél. 01 49 80 37 91 - info@france.gceurope.com
www.france.gceurope.com